

Berichterstellung mit dem ReportDesigner

Kursziel:

Dieser Softwareschulungskurs vermittelt die Funktionen und Möglichkeiten des Report Designers zur PSS WinGPC. Mit Hilfe des Report Designers können individuelle Ergebnisberichte erstellt werden. Neben den Ergebnissen, Messparametern und Abbildungen aus der WinGPC stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, deren effektive Bedienung im Schulungskurs erlernt werden sollen.

Die Teilnehmer sollen am Ende des Kurses in der Lage sein, den ReportDesigner selbständig zu nutzen und eigene Reports mit Abbildungen, Texten sowie Ergebnistabellen zu erstellen.



Programm

- 08.50 Login und Technikcheck**
- 09.00 Begrüßung und Vorstellung der Referenten, Erklärung der Schulungstools**
- 09.15 Einführung in den ReportDesigner**
Konzepte und Philosophie des ReportDesigners
- 09.45 Optimale Bedienung des ReportDesigners**
Objektorientierte Bedienung,
Kontextmenüs, on-line Hilfen,
Erstellen von Layouts, Umgang mit den Objekten,
Anordnen der Objekte, Arbeiten mit verschiedenen Ebenen
- 10.30 Verwendung des ReportDesigner Tools**
Verwendung der Texteditoren,
Einfügen von Abbildungen,
Erstellen von Ergebnistabellen,
Verkettung von Objekten, Darstellungsbedingungen
- 11.15 Praktikum: Erstellen eigener Reports I**
- 12.00 Mittagspause**
- 13.00 Effektive Nutzung von Tabellen**
Bearbeiten von Kopf-, Daten - und Fußzeilen,
Automatisches Erstellen von Zwischenüberschriften,
Zahlendarstellung,
Berechnung von Mittelwerten in der Tabelle
- 14.00 Praktikum: Erstellen eigener Reports II**
- 15.00 Möglichkeiten der ReportDesigner Ausgabe**
Fertigstellung des Reports, Reportformate
Reportausgabe aus WinGPC UniChrom, Einbindung in die Automatisierung, Seriendruck
- ca. 16.00 Quiz, Abschlussbesprechung und Ende des Schulungskurses**

